

# DPS

Fabricado e distribuído por: DPS - DISTRIBUIÇÃO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Endereço: SAAN QD. 02 LOT. 265 CEP: 70632-240 BRASÍLIA -DF

CNPJ: 13.558.813/0001-43 | Tel.: +55 61 3028-8858

Resp. Téc.: R. P. Avelar | CRO-DF: 5476

---

## Óculos Premium

Óculos de segurança constituídos de arco de material plástico (náilon) com meia-proteção nas bordas, um pino central e duas fendas nas extremidades da armação utilizadas para o encaixe de visor confeccionado em policarbonato com um furo central para encaixe do pino do arco, apoio nasal e protetor lateral injetado do mesmo material do visor com uma fenda em cada extremidade para o encaixe no arco, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças: semi-haste vazada com uma das extremidades presas ao arco por meio de parafuso metálico e outra semi-haste vazada que se encaixa na semi-haste anterior e permite regulagem de tamanho.



**Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma ANSI/ISEA Z87.1-2015.**



### CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

- Proteção contra raios UVA e UVB;
- Lentes com tratamento antirrisco;
- Tratamento AF Anti-Fog / antiembaçante (lentes incolor e cinza);
- Haste tipo espátula;
- Ajuste de comprimento;
- Reforço na borda superior da armação;
- Anti-infravermelho (lentes tonalidades 3 e 5).



### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Em operações com produtos químicos, partículas em suspensão e risco de alto impacto, requer proteção adicional tal como: protetor facial, escudo, etc;
- Não deve ser utilizado no manuseio de produtos líquidos;
- Não utilize este modelo para trabalhos com solda em geral.



### COMO UTILIZAR

- Selecione o EPI adequado para cada atividade;
- Faça o ajuste correto do óculos na região dos olhos;
- Substitua imediatamente seu óculos quando apresentar danos ou quando tornar impróprio para o uso;
- Antes de qualquer atividade consulte um profissional de segurança do trabalho para recomendação da proteção ocular adequada.



### INSTRUÇÕES DE LIMPEZA

- A guarda e o armazenamento do óculos deve ser realizada em local seco, arejado, protegido do sol e de intempéries;
- Recomenda-se sempre manter o óculos em sua embalagem original;
- Não se recomenda higienização e limpeza das lentes com material abrasivo, solventes ou qualquer outro produto químico;
- Para a realização da limpeza e higienização do óculos, utilize sempre água limpa e sabão neutro;
- Se a sujeira for pesada, repita o ciclo de limpeza;
- Após a lavagem, seque o óculos com pano ou papel macio;
- O descarte deverá ser realizado em local adequado.



