

## Swift™ FX para Ela

SISTEMA DE ALMOFADAS NASAIS

### Guia de Colocação e Ajuste



- 1
- Segure as almofadas sobre o nariz e puxe o arnês sobre a cabeça.
  - O arnês deve ficar a meio caminho entre as orelhas e os olhos.



- 2
- Ajuste primeiro a correia superior.
  - Puxe a correia pela fivela, um entalhe por vez.
  - Não aperte em demasia.



- 3
- Use a correia traseira para ajuste fino, se necessário.
  - Não aperte em demasia.
  - A correia traseira pode ser posicionada sobre ou sob os cabelos.



- 4
- As almofadas Swift™ FX para Ela são projetadas para oferecer colocação fácil e natural.
  - Pequenos ajustes podem ajudar no posicionamento das almofadas no nariz com a angulação mais cômoda.



- 5
- Conecte o tubo curto do Swift FX para Ela ao tubo de ar do dispositivo.
  - O Swift FX para Ela já está ajustado e pronto para uso.



DICA

- Com o dispositivo ligado, verifique se as almofadas nasais estão devidamente infladas. Para fazer isso, retire as almofadas nasais do rosto e das bochechas, certifique-se de que estejam infladas e recolque-as no nariz.



#### ENVOLTÓRIOS MACIOS OPCIONAIS

- Envolver cada um dos envoltórios macios nos dois lados do arnês, dobrando o fecho superior sobre o inferior.
- Os envoltórios macios devem ser posicionados sobre as bochechas, com os fechos voltados para fora.

## Swift™ FX para Ela

SISTEMA DE ALMOFADAS NASAIS

### Menos máscara. Mais você.

O Swift™ FX para Ela combina design delicado e leve com uma faixa de ajuste específica para mulheres, para atender às necessidades únicas das mulheres.

- Opções de correia traseira em rosa ou azul claro e cinza permitem-lhe personalizar sua máscara, para adequá-la ao seu estilo.
- O design minimalista aumenta a sensação de liberdade.
- Maciez, simplicidade e estabilidade sem precedentes.
- Formas flexíveis e elásticas adaptam-se aos contornos faciais e movimentos da usuária.
- Promove adaptação à terapia desde o início.
- Intuitivo, com ajuste praticamente instantâneo.
- Desempenho estável, mesmo com pressões mais altas.

As almofadas nasais de parede dupla vedam-se mediante o contato, têm vedação confortável, oferecem uma ampla faixa de ajuste e dispersam o ar delicadamente para o nariz.

As presilhas macias e estreitas, com câmara flexível integrada, proporcionam conforto para dormir de lado e ajudam a manter a vedação em diversas posições corporais.

O cotovelo giratório de 360° ultrassuave com movimentos fáceis e elásticos, dando flexibilidade ao posicionamento do tubo.

Respiradouros silenciosos difundem e direcionam o fluxo de ar para longe da paciente e de seu parceiro.

O tubo leve Spring-flex estende-se e inclina-se de maneira exclusiva, aumentando a estabilidade sem precisar de retentor de tubo.

Fivela superior simples, com entalhes bem marcados, para mais facilidade de ajuste. Um maior número de entalhes na fivela possibilita personalização do tamanho, para atender às necessidades de ajuste específicas das mulheres.

O arnês de silicone macio circunda a face com delicadeza, requerendo ajuste mínimo.

Discreta, a correia traseira com fechos de Velcro

está disponível em tamanhos pequenos, em tons femininos de rosa ou azul claro e cinza.

Envoltórios macios aumentam o nível de conforto nas bochechas. Envoltórios macios em cinza e rosa, para assegurar coordenação de cores com a correia traseira.

Indicadores de tamanho e nome facilitam a identificação do tamanho e da correta orientação da máscara.

Presilhas que facilitam o acoplamento e desacoplamento das correias laterais.

Almofadas flexíveis, com ação trampolim, mantêm a vedação ao mesmo tempo em que acomodam movimentos em diversas direções. Almofadas em tamanhos femininos (PP, P e M) são embaladas com a máscara, assegurando adequação para a maioria das mulheres.

## ESTILO E DESIGN COM ENFOQUE NELA



### Envoltórios macios

Mais maciez nas bochechas aumenta o conforto e minimiza a pressão.

### Mais facilidade nos cuidados com os cabelos

A correia traseira ajustável pode ser usada sobre ou sob os cabelos, adaptando-se a uma ampla gama de cortes e estilos.

### O toque feminino

O material do arnês Breathe-O-Prene afasta a umidade da pele, proporcionando conforto máximo. Duas correias traseiras, em rosa e azul claro e cinza, são incluídas na embalagem.



## Fatos sobre mulheres e AOS

- Evidências casuais sugerem que 30% a 50% dos novos pacientes com AOS são mulheres<sup>1</sup>.
- O risco de apneia do sono em mulheres após a menopausa é igual ao dos homens<sup>2</sup>.
- A menopausa pode ter influência sobre a gravidade da apneia do sono<sup>3</sup>.
- O ronco durante a gravidez pode ser um indício de desenvolvimento da apneia do sono<sup>4</sup>.
- Insônia e dores de cabeça matinais são, em geral, os principais indicadores de apneia do sono em mulheres<sup>5,6</sup>.
- Mulheres que roncam têm quase duas vezes mais chances de ter pressão arterial alta<sup>7</sup>.
- A apneia do sono está relacionada a um maior risco de depressão em mulheres<sup>8</sup>.



- 1 Estimativa da ResMed, com base em dados internos.
- 2 Pickett et al. *J Appl Physiol*, 1989.
- 3 Resta et al. *Eur J Clin Invest*, 2003.
- 4 Charbonneau et al. *Am Rev Respir Dis*, 1998.
- 5 Shepertycky et al. *Am Rev Respir Dis*, 2005.
- 6 Ambrogetti et al. *Aust New Zeal J Med*, 1991.
- 7 Hu et al. *Am J Epidemiol*, 1999.
- 8 Smith et al. *Chest*, 2002.

\* Teste segundo ISO 3744:1994: determinação acústica de níveis de intensidade do som de fontes de ruído que utilizam pressão a 10 cm H<sub>2</sub>O. As comparações de percentual citadas são calculadas convertendo-se os valores de potência acústica de uma escala logarítmica para uma escala linear.

## Swift FX para Ela

Sistema de almofadas nasais

(3 tamanhos de almofada: Extrapequeno, Pequeno e Médio)

**Código do produto:**  
**Américas 61540**

# Swift™ FX para Ela

SISTEMA DE ALMOFADAS NASAIS

## Cartão de componentes

### Sistema completo 61540

(inclui almofadas PP, P e M,\* com correias traseiras em rosa e azul claro e envoltórios macios em rosa e cinza)

### Sistema de armação (sem arnês)

PP **61510**  
P **61511**  
M **61512**  
G **61513**

### Conjunto da armação (sem arnês e sem almofada)

**61528**

### Conjunto do arnês

(inclui arnês, correias traseiras em rosa e azul claro e envoltórios macios em rosa e cinza)

**61543**

Conjunto de tubo curto / conjunto de armação  
(inclui tubo curto, cotovelo e peça giratória)

**61528 (1)**

### Almofadas

PP **61520**  
P **61521**  
M **61522**  
G\* **61523**

### Envoltórios macios

Rosa **61544 (2)**  
Cinzento **61530 (2)**

PP Extrapequeno P Pequeno M Médio G Grande

\*Almofadas de tamanho grande (G) podem ser obtidas em separado.