

Manual de Instrução Hidrosux Vácuo H-161



201805L02/3

Parabéns,

Você acaba de adquirir um produto Hidrosux de alta qualidade. Siga rigorosamente as instruções de utilização de seu novo aparelho Hidrosux Vácuo H-161 e desfrute de todas as vantagens que este pode lhe oferecer.

O Hidrosux Vácuo-H161 possibilita o desenvolvimento de procedimentos corporais e faciais, dependendo dos acessórios indicado para cada procedimento.

OBS.: Este aparelho é dotado de um protetor térmico que desliga automaticamente em caso de super aquecimento. Voltando a funcionar somente depois do resfriamento, possui fusível que protege o aparelho em caso de irregularidade elétrica. Antes de ligar verificar a voltagem do seu equipamento na parte de baixo, mude conforme sua rede local 110V ou 220V.

A HIDROSUX deseja um bom trabalho a você
em caso de dúvidas não deixe de nos consultar.
Informações: contato@hidrosux.com.br
Fone (44) 3301-8634 / 9 9908-0142 / 9 9908-0148
www.hidrosux.com.br



Especificações Técnicas

Peso do aparelho: 2.7kg
Altura 16 cm x Largura 33,5 cm x Comprimento 24 cm
Frequência de operação: 60 Hz "Brasil"
Sucção Vácuo até 550mmHg
Fluxo de ar 15Lt/min
Modo de operação do vácuo: Contínuo até 30min ligado / 30min desligado
Tensão de trabalho: 127 volts ou 220 Volts **Selecionável**
Fusível: 5x20mm 1,5A x 250V
Protetor térmico 130°C +- 5°C

Acessórios aparelho de vácuo

01 mangueira de 1,5 metros lisa
01 manual

MONTAGEM (Em caso de dúvida solicite ajuda ao seu vendedor)

	Voltagem <ul style="list-style-type: none">- Aparelho Bi-Volte com voltagem selecionável 110v / 220v o número que está aparecendo deve corresponder a voltagem da tomada.- Nunca obstrua a passagem de ar do aparelho localizada nas laterais do aparelho.
	Conectando a mangueira <ul style="list-style-type: none">- Conecte a mangueira no plug de saída de vácuo a mangueira deve ficar bem encaixada para não haver vazamento de ar. Botão liga e desliga <ul style="list-style-type: none">- Ligue o aparelho na tomada e aperte o botão ligar.
	Botão de regulagem da pressão do vácuo <ul style="list-style-type: none">- Com o aparelho ligado ajuste a pressão de acordo com o procedimento para isso instale a mangueira e tape a ponta com o dedo, gire o botão suavemente até obter a pressão desejada para o procedimento.
	Relógio indicador de pressão <ul style="list-style-type: none">- Acompanhe a potência do vácuo de acordo com o relógio indicado, aparelho tem pressão de até -550mmhg suficiente para facial e corporal
	Fusível <p>Aparelho possui um fusível de segurança que pode se romper a qualquer sinal de oscilação de energia. A caixa de fusível está localizada na parte traseira do aparelho junto a chave de voltagem, para troca é necessário desligar o aparelho da tomada e com cuidado remover a caixa e substituir o fusível queimado por um de mesma amperagem 2,5A</p>

GARANTIA

A Hidrosux garante a você na data da compra, que o produto está livre de defeitos de mão de obra e de fabricação, os aparelhos são testados antes do envio. Antes de acionar a garantia certifique-se que todos as conexões foram verificadas e os testes foram feitos de forma correta, verifique também se o corte feito na mangueira este perfeitamente reto ao conectar aos acessórios no aparelho. **Não utilizar "líquidos" ou "cremes" que possa ser aspirado ou sugado pelo aparelho.** Garantia não cobre uso indevido ou mau uso do equipamento.

Os custos para envio do aparelho para assistência serão de responsabilidade do comprador.

Garantia contra defeito de fábrica de 1 ano no equipamento de vácuo (garantia do fabricante)

DERMATONIA – NOME DESIGNATIVO PARA A TÉCNICA QUE UTILIZA A DEPRESSOMASSAGEM ACOPLADA AO PALPER-ROULER,

Podemos dizer que se processa uma depressomassagem e também uma depressodrenagem, onde o embasamento científico é a “ventousage” (utilizada pelos chineses há mais de 3.000 anos), aliada à técnica do “palper-rouler” (palpar-rolar) que consiste em formar uma prega cutânea por aspiração e após rolar esta prega, através de um cabeçote munido de duas roldanas que vão promovendo uma micro massagem sobre os nódulos celulíticos e também sobre as adiposidades localizadas.

Seus efeitos de depressomassagem contribuem eficazmente para eliminar a Celulite, proporcionando maior firmeza e tonicidade a pele, estimulando a elasticidade das fibras de colágeno e elastina, tratando em profundidade todas as causas funcionais mecânicas ou circulatórias responsáveis pelos problemas estéticos e patológicos da celulite.

Esta técnica através dos efeitos de depressomassagem, elimina as toxinas acumuladas nas células, responsáveis pelas manifestações inestéticas tão temidas: pernas cansadas, celulite, e pele com aspecto de casca de laranja.

OS ASPECTOS FISIOLÓGICOS NA PELE:

HIPERVASCULARIZAÇÃO: Com atuação direta sobre o sistema circulatório, a Vacuoterapia age nas camadas mais profundas carregando nutrientes e oxigênio.

A ADSORÇÃO: Atua no tecido conjuntivo aumentando a atividade enzimática e conseqüente eliminação de toxinas liberadas na corrente sanguínea.

AUMENTO DA ATIVIDADE LINFÁTICA: Quando utilizado respeitando-se a fisiologia do Sistema Linfático, permite que sangue e linfa circulem com mais facilidade, melhorando a nutrição celular e a eliminação dos radicais livres.

MELHORA DO SISTEMA IMUNOLÓGICO: Dá-se graças a maior ação do sistema linfático e estimulação dos gânglios linfáticos e renovação dos tecidos linfóides.

TONIFICAÇÃO DOS TECIDOS: A massagem profunda provocada pela pressão negativa, permite uma renovação tissular por quebra da camada de queratina, e estímulo para a produção da elastina.

ATENUAÇÃO DA FIBROSE: A tração do tecido (pele) promovida pela aspiração. **RELAXAMENTO:** Por ação da massagem sobre o sistema neurovegetativo há uma sensação de bem estar. **DIMINUIÇÃO DE EDEMAS E HEMATOMAS:** Por ação do sistema linfático.

INDICAÇÕES PARA:

1. Tratamentos contra celulites em áreas superficiais.
2. Tratamentos contra celulites edematosas.
3. Tratamentos contra gorduras localizadas.
4. Queima calórica contra gorduras mais profundas.
5. Melhora na circulação sanguínea e linfática.
6. Melhora congestionamentos de líquidos tóxicos por edemas.
7. Auxilia na eliminação das toxinas favorecendo a reabsorção pelos canículos linfáticos.
8. Melhora no sistema imunológico.
9. Condições pós-cirúrgicas com indicação médica.(com eletrodos de vidro)

CONTRA INDICAÇÕES:

1. Não aplicar em pele com feridas ou ulcerações.
2. Não aplicar em cima de veias varicosas.
3. Pacientes cardiopatas descompensados.
4. Não aplicar sobre a região cardíaca
5. Pacientes com marca passo.
6. Não usar próximo a cirurgias recentes.
7. Pacientes com muita fragilidade capilar.
8. Não usar em clientes com flacidez tissular.

As ventosa do aparelho onde só temos a massagem com pressão negativa, sem as roldanas. Nós utilizaremos essa ventosa, sem as roldanas, quando o que quisermos como resultado for a diminuição de gordura localizada (queima calórica). Utilizaremos também essa ventosa com uma intensidade de pressão negativa baixa, quando necessitarmos de auxiliar a condução de linfas num processo traumático ou de congestionamento por edemas. Numa cliente que se queixa sempre de dores nos membros inferiores, também poderemos usar a pressão negativa sem as roldanas para auxiliar a condução da linfa no Sistema linfático, e desta forma, melhorar muito a circulação sanguínea

e linfática e conseqüentemente vai haver uma melhora substancial nas reclamações da cliente. Podendo também usar as que contem roldanas (endermologia).

CONCLUSÃO: Após uma massagem manual ou ainda qualquer outra técnica utilizada, o ideal seria sempre finalizar com o vácuo para que toda gordura que eventualmente conseguisse ser fragmentada pela ação da massagem, fosse conduzida, sempre no sentido do sistema linfático próximo a um gânglio de captação máxima. Com esse procedimento, teríamos sempre um resultado muito maior e mais abrangente em todas as técnicas utilizadas para redução de medidas.

POR QUANTO TEMPO UTILIZAMOS O VÁCUO NUMA SESSÃO?

O Vácuo/Endermo apesar de ser um equipamento eletro-mecânico, onde não haveria problemas de saturação de nenhuma corrente de eletroterapia, não devemos utilizar mais do que 15 minutos numa sessão para não provocarmos nenhum tipo de fadiga muscular.

COM QUAIS SUBSTÂNCIAS UTILIZAREMOS?

Depende muito de qual resultado esperamos obter, por exemplo:

1-LOÇÃO DE ARNICA E CREME DE ARNICA:

Uma cliente com gordura localizada: Antes de iniciar a sessão, o ideal seria pulverizar uma loção de Arnica para se promover um aumento de vascularização. Após, aplicar o creme de arnica e espalhar muito bem. Sobre o creme, deslizar a ventosa. O trabalho pode ser feito em conjunto Vácuo/mão, onde a profissional vai fazendo um trabalho fantástico como técnica e ao mesmo tempo vai dando aquele toque pessoal que tanto agrada a todas as clientes.

2-SOLUÇÃO COM TRIAC E THIAMUCASE E CREME MODELADOR:

Para clientes com celulite edematosa/nodulosa. Pulverizar o Corpo (solução com Triac e Thiomucase) e fazer alguns movimentos de pinçamentos. Sobre ele, aplicar uma camada do creme Modelador(Thiomucase / Centelha Asiática) e espalhar bem para que haja um deslizamento homogêneo do endermo.

3-ÓLEO DE ABRICOT: (Para utilização em Celulites superficial tipo casca de laranja). Pulverizar em primeiro lugar a Solução com Triac e Thiomucase, em seguida aplicar o óleo de Abricot e espalhar bem. Sobre o óleo, ir aplicando sempre no sentido dos feixes musculares.

4-GEL DE ALGAS VERMELHAS + IONTO FIRMANTE: (Para clientes com celulite instalada em gordura mole -Flacidez). Preparar um gel de Algas Vermelhas desidratadas. Primeiro pulverizar o Ionto firmante e sobre ele aplicar o

gel de algas e iniciar o processo a vácuo/endermo. Outra opção: (Ionto Firmante + Creme Hialozima).

TRATAMENTOS PRÁTICOS.

CLIENTE QUE APRESENTE UM QUADRO DE OBESIDADE LEVE:

MAIS OU MENOS 10 KILOS ACIMA DO PESO E TEM CELULITE INSTALADA EM GORDURA TÚRGIDA.

(DUAS SESSÕES POR SEMANA)

1-No presente caso, seria muito difícil tentar precisar o numero exato

de sessões que seria necessário para eliminar ou diminuir de forma radical o problema da cliente. Deve –se iniciar fechando um programa corporal com 40 sessões e depois ver a necessidade das manutenções.

2-Na primeira sessão semanal, faríamos uma Redução de Medidas,

utilizando as faixas quentes com as Enzimas emagrecedoras, utilizando o Corrente Galvânica (Ionização corporal) sobre as faixas para drenar os líquidos tóxicos.

3-Para finalizar esta sessão de Redução de Medidas, usaríamos o endermo

no sentido das fibras musculares, por 10 minutos seguindo o fluxo do sistema linfático.

COMO SEGUNDA SESSÃO NA SEMANA ULTRA-SOM + (VÁCUO)

1-Aplicar na região de maior concentração da Celulite, um Peeling desintoxicante, utilizando o Fango Termal e as Algas pardas.

2-Em seguida, pulverizar a solução com Triac e Thiomucase e pinçar.

3-Aplicar uma camada de gel de ultra-som e iniciar todo procedimento para utilização do ultra-som, escolhendo 5 cm de diâmetro em 3 ou 4 áreas mais comprometidas.

4-Sobre o gel de ultra-som, aplicar um pouco de Creme Modelador ou Redutor, espalhar bem e aplicar 10 minutos do endermo para gordura localizada, intercalando sempre os movimentos com as mãos.

5-Para finalizar, utilizar o endermo ainda com a mesma ventosa (ou se preferir trocar) para drenagem e condução dos líquidos intersticiais, sangue e linfa e melhor veiculação dos aportes nutritivos e eliminação das toxinas.

CLIENTE QUE APRESENTE UM QUADRO DE PESO DENTRO DOS PADRÕES NORMAIS, MAIS MUITAS CELULITE E FLACIDEZ. (DUAS SESSÕES POR SEMANA)

1-Na primeira sessão, o ideal seria trabalhar com as faixas frias, utilizando o Gel Crioterápico envolvido com faixas geladas para promover uma boa vasoconstrição tecidual. Deixar por 20 minutos e retirar as faixas.

2-Em seguida, aplicar o Creme de Hialozima e Freccionar com ativações para que o metabolismo circule normalmente através do aquecimento da energia calórica provocada pelas mãos. (10 minutos nas áreas enfaixadas e adjacentes).

3-Iniciar agora o trabalho com o endermo, seguindo o sentido dos músculos e ir intercalando o trabalho com as mãos.

4-Finalizar com o Endermo, numa pressão negativa pequena, para melhora das celulites superficiais e intercâmbio dos líquidos intersticiais, seguindo o fluxo linfático.

OBSERVAÇÃO: Se a cliente for mais gordinha ou tiver gordura localizada, proceder da mesma forma, somente mudando o item 1. Sobre o Gel crioterápico, aplicar as faixas embebidas em Loção com Triac que trabalha contra celulite e ao mesmo tempo reduz medidas.

OUTRA OPÇÃO CONTRA CELULITE E FLACIDEZ

1-Usar o Ultra-Som sobre o Gel de Hialozima por 10 minutos.

2-Terminar com o Endermo sobre o Gel de Algas Vermelhas + Ionto Firmante, seguindo o Feixe Muscular, seguindo o Fluxo linfático.

PARA CLIENTES QUE APRESENTEM UM QUADRO DE CELULITE NODULOSA EM CONJUNTO COM MUITA GORDURA LOCALIZADA, QUE O SIMPLES TOQUE PROVOQUE DOR.

Quando o quadro da cliente esteja num grau de comprometimento onde haja compressão das vias nervosas (dor) por acúmulo

de gorduras e elementos tóxicos, o ideal seria:

1-Elevar os membros inferiores com uma cunha. Em seguida, pulverizar uma Loção de Arnica e pinçar.

2-Colocar a cliente num aparelho de eletroterapia (DRENAGEM LINFÁTICA), e deixar ajustado nas primeiras sessões pra “pós-cirúrgicos”, isto é, o máximo de tempo de contração para um maior bombeamento dos gânglios. Colocar corretamente as placas e deixar trabalhando por 40 minutos.

3-Encerrar a sessão, utilizando o endermo, na direção distal/proximal sobre o Creme de Arnica. Iniciar pelas laterais e encerrar na região anterior da coxa.

4-Proceder da mesma forma na região abdominal intercalando com a condução com as mãos.

O Endermo/Vácuo, quando possui recursos complementares, tais como os eletrodos de vidro, nos traz uma série de vantagens e benefícios.

Com os eletrodos de vidro, nós conseguimos através da transparência, enxergar exatamente a quantidade de pressão negativa que está sendo exercida sobre determinada estrutura do tecido da pele. Isto é de uma importância vital e radical sobre o que vamos explicar a seguir:

Após um procedimento médico cirúrgico, normalmente uma cirurgia plástica onde o profissional médico não utilizou a Lipoaspiração, mas sim um processo através de incisões (cortes) com bisturi. Estes procedimentos ainda são muito utilizados pelos médicos, dependendo do tipo de problema estético que apresenta a paciente em questão, principalmente em cirurgias do rosto (Lifting cirúrgico) ou ainda alguns tipos de cirurgias de mamas e abdome.

Próximo dos locais onde o médico efetua as incisões (cortes), logicamente a incisão provoca rompimentos de vasos sanguíneos e canículos linfáticos, e, estes líquidos que antes estavam numa condição intravascular, agora se encontram extra-vascularmente, e, quando fora de seu habitat normal, eles são considerados êxtase, líquidos que pairam extra vascularmente e a tendência dos mesmos é se alojarem próximos aos locais da incisão (corte). (Por esse motivo é muito comum esses líquidos se alojarem próximo às incisões e iniciarem um processo de formação de “cordões de aderência”).

Pois bem, quando utilizamos, após a cirurgia e com indicação médica, o Vácuo “in vitro” de uma forma muito leve, com uma pressão negativa no mínimo, o tecido da pele sendo sugado muito suavemente para cima, proporcionará

condições para a passagem dos líquidos, condições ainda de disfibrosar a pele e a reabsorção dos líquidos extra vasculares que poderiam provocar as fibroses teciduais.

PÓS-CIRÚRGICO COM ELETRODOS DE VIDRO:

1-A profissional esteticista sempre agirá com indicação médica.

2-O procedimento poderá ser efetuado no mínimo 5 dias após a cirurgia, não importando se ainda tenha pontos ou não, isto quem vai decidir é o cirurgião.

3-As mãos deverão estar protegidas com luvas cirúrgicas. Antes das luvas, a profissional deverá ter lavado as mãos com Saboex e em seguida do enxágüe, aplicar um jato de Chlorohex (Degermante e anti-séptico a Johnson).

4-Higienizar a região a ser trabalhada somente com soro fisiológico em algodão estéril.

5-Iniciar o processo com o Vácuo, (utilizando uma só mangueira e um só eletrodo de vidro) com uma distância no mínimo 2 cm do local da incisão. Trabalhar ao redor da incisão por mais ou menos 10 minutos, nunca se esquecendo que a pressão negativa é a mais suave possível. Após, fazer movimentos de bombeamentos manuais por toda região adjacente ainda com as luvas por mais 15 minutos e encerrar a sessão.

6-A cliente deverá fazer no mínimo de 10 a 20 sessões dependendo da gravidade do problema.

OBSERVAÇÃO: Após a retirada dos pontos e a cicatrização dos mesmos, a profissional (esteticista) pode iniciar a utilização das ventosas de vidro (pneumo-lifting), para favorecer todo o processo e melhora no sistema linfático.

NO PRÓXIMO SEGUIMENTO VAMOS FALAR DE UMA SESSÃO COMPLETA DE DRENAGEM LINFÁTICA, UTILIZANDO A DEPRESSOMASSAGEM.

Neste caso, a nossa cliente não deverá apresentar quadro de fragilidade capilar e sim um tecido normal para resistente.

1-Em primeiro lugar, elevar os membros inferiores com uma cunha e em seguida pulverizar uma Loção de Arnica e fazer movimentos de pinçamentos.

2-Em seguida, aplicar o Vácuo somente fazendo bombeamentos nos Gânglios de forma isolada, conforme técnicas ensinadas no controle da intensidade: Gânglios periféricos umbilicais - Gânglios inguinais - Gânglios poplíteos - Gânglios pós-claviculares e pré-claviculares - Gânglios axilares

3-Depois dos bombeamentos isolados, aplicar o Creme de Arnica Montana espalhar bem para um prévio aquecimento, e iniciar desde a região do tornozelo, seguindo o fluxo da corrente sanguínea e linfática, terminando na região inguinal, com a manopla. Primeiro na lateral externa, após na interna e terminando na parte anterior da coxa. (Não se trabalha na parte anterior da perna e sim nas laterais).

4-Depois, colocar numa intensidade bem suave de pressão negativa e vir conduzindo exatamente como explicado no item anterior.

5-Continuar a Drenagem Linfática, indo agora para a região do abdome e após nos braços aplicando a mesma técnica.

6-Encerrar, pedindo a cliente que se vire (decúbito ventral) e aplicaremos desde os pés, até a região das costas, só fazendo a condução com uma pressão negativa suave. Não esquecer de espalhar o Creme de Arnica na cliente antes de começar a aplicar o Vácuo.

O relógio que contém no equipamento é para facilitar o trabalho da profissional na ficha de anamnese, usar para tratamentos corporais no máximo em 300 (dependendo do tipo de bocal pode ser mais ou menos), pois sua cliente não suportará a pressão e também para não causar dilatação dos capilares.

PEELING

Precauções Iniciais. Devem ser observadas as seguintes condições:

Ø Deve ser feita uma análise criteriosa de prováveis lesões, manchas ou perda de integridade.

Ø É sempre bom lembrarmos que durante a aplicação, temos que estar questionando o paciente se a intensidade está nos limites de sua tolerabilidade, pois pode haver mudanças de sensação durante o tratamento.

Introdução

O organismo humano sofre um processo contínuo de involução, ou seja, de envelhecimento orgânico. Somente nas últimas duas décadas foram definidas as diferenças entre o envelhecimento cronológico (intrínseco) que é decorrente do desgaste natural do organismo, causado pelo passar dos anos, sem a interferência de agentes externos e equivale ao envelhecimento de todos os órgãos, inclusive a pele causando a involução cutânea, e aquele provocado pelo sol (extrínseco), causando o foto envelhecimento.

A involução orgânica pode ser observada na pele através de características importantes como:

- Ø Redução do número de fibroblastos.
- Ø Queda quantitativa e qualitativa de fibras colágenas e elásticas.
- Ø Dificuldade do retorno veno-linfático.
- Ø Diminuição do número de glândulas secretoras de sebo.

Principais Fatores de Envelhecimento

- Ø Uso e desgaste (mímica facial).
- Ø Queda Imunológica.
- Ø Ação dos radicais livres, - Redução da circulação veno-linfática,
- Ø Alterações do metabolismo.
- Ø Patologias e Anomalias.
- Ø Agressões do ambiente (sol. vento, poluição).

Fundamentos Básicos do Peeling

Sistema de peeling mecânico por microdermoabrasão realizado através da pressão negativa (vácuo, associado a caneta de ponta diamantada). Promove peeling preciso, de ação segura, podendo o profissional realizar desde uma esfoliação suave até uma decapagem mais eficiente com grande estimulação de fibroblastos através da hiperemia e do incremento da circulação sanguínea.

Indicações

- Ø Esfoliação.
- Ø Remoção do extrato córneo(decapagem).
- Ø Tratamento coadjuvante de manchas superficiais (manchas de acne).
- Ø Tratamento em estrias.
- Ø Correção das imperfeições da pele, estimulando a sua renovação.
- Ø Tratamento indolor, não causa desconforto ao cliente.
- Ø Mais comumente utilizado na face, podendo ser utilizado no pescoço, mãos e colo.

Modo de Aplicação do Peeling

Após higienização, ajustada a pressão desejada (vacuometro), faz-se o deslizamento da caneta por toda a superfície da face, ou da área a ser tratada, concentrando-se em rugas, sulcos, manchas e imperfeições da pele. Pode-se fazer o procedimento com movimentos no sentido da drenagem linfática, pois a pressão negativa do vácuo possibilita a realização da drenagem. O alcance do peeling será determinado pelo ajuste da pressão + a pressão exercida pelo profissional.

Sugestão de Protocolo

- 1) Assepsia da pele.
- 2) Conectar o cabo com a caneta de ponta diamantada.
- 3) Regular a pressão desejada.
- 4) Realizar movimentos precisos com a caneta em toda a superfície do rosto (sentido drenagem), ressaltando rugas e linha de expressão. O alcance do peeling será determinado pelo, ajuste da pressão do vácuo a pressão exercida pelo profissional.
- 5) A intensidade dos movimentos dependerá do objetivo desejado e da espessura da pele.
- 6) Sugerimos aplicação posterior de microcorrentes ou hidratação com ionizador.
- 7) Aplicar máscara oclusiva,
- 8) Finalizar com filtro solar.

Tempo de aplicação do Peeling de Diamante +/- 15 minutos, 1 sessão por semana Tratamento regenerador e estimulador para peles desvitalizadas

- 1) Higienizar com emulsão de limpeza.
- 2) Passar peeling diamantado por 10 minutos.
- 3) Tonificar com loção tônica para pele mista e seca.
- 4) Realizar a drenagem linfática por 10 minutos. Fazer a tonificação isotônica por mais 10 minutos.
- 5) Tonificar novamente com loção tônica, retirando vestígios de oleosidade eliminada pela estimulação.
- 6) Aplicar alta-freqüência, por 4 minutos.
- 7) Aplicar microcorrente com as canetas faciais em 300Hz no pólo positivo por 5 minutos e, no pólo negativo por mais 5 minutos.
- 8) Realizar a iontoforese, por 10 minutos, com o ionto facial para pele mista e seca, observando-se a polaridade do produto.

Obs: O tempo e os eletrodos indicados, dependerão do problema apresentado: tipo de profundidade dos sulcos, grau de desvitalização epitelial, idade do cliente.

9) Retirar o excesso com a loção tônica.

10) Aplicar máscara facial contendo elastina, colágeno e algas marinhas, fazendo oclusão e deixando agir por 20 minutos.

11) Remover os vestígios da máscara com loção tônica.

12) Finalizar o tratamento com o creme hidratante finalizador FPS 15.

MANUTENÇÃO: O cliente deverá usar em casa:

Manhã: emulsão de limpeza, loção tônica e creme hidratante com FPS 15.

Noite: emulsão de limpeza, loção tônica e creme ou mousse noturno contendo ativos que promovam elasticidade, regeneração e tonicidade.

Cuidado Especial: Aplicar creme para área dos olhos.

FREQÜÊNCIA DO TRATAMENTO:

A revitalização como se apresenta, tem a frequência de uma vez por semana. Se o cliente apresenta ptose facial, sugerimos duas sessões de tratamento por semana.

SUGESTÃO:

O item 4 pode ser substituído na próxima sessão, pelo Vacuum/Derm para realizar a tonificação.

Protocolo Corporal

Tratamento de estrias usando o Peeling

1) Higienizar o local a ser tratado.

2) Secar com lenços de papel.

3) Aplicar o Peeling na região a ser tratada.

4) Borrifar a região com um produto calmante.

5) Aplicar a ionização com ionto tendo como objetivo nutrir e regenerar o tecido.

6) Finalizar o tratamento utilizando produto com características cicatrizante, hidratante e regenerador.

Tratamento – Mínimo de 20 sessões, sendo 01 por semana Manutenção

Observações :

1) Sugerimos que a regulagem da potência do equipamento esteja em sincronia com o tempo dos movimentos realizados. Quanto mais lentos os movimentos, maior o poder de abrasão sobre a pele e, movimentos mais rápidos determinam menor poder de abrasão.

2) Podemos também associar o tratamento de estrias com o Peeling ao Ultra Som 3 MHz com iontoforese, observando as regiões que permitem seu uso.

3) Orientamos que seja respeitado o trabalho do Peeling, não provocando sangramento na área.

RESTRICÇÕES E CONTRA INDICAÇÕES

Ø Cicatrizes recentes

Ø Próteses metálicas na região da aplicação

Ø Epilepsia

Ø Neoplasia

Ø Afecções dermatológicas na região da aplicação

Ø Processos inflamatórios

Ø Alteração de sensibilidade

Ø Fragilidade capilar

Ø Peles sensíveis (presença de rosácea, telangectasia)

Ø Butox, implantes