

Manual do Usuário

Sistema Anti-Decúbito

(Colchão com bomba ajustável)

Princípios de Operação

- Alternando pressão a um ritmo suficiente evita a compressão vascular prolongado que é susceptível de provocar hipóxia dos tecidos.
- Alternando pressão adapta o colchão para o paciente e sua posição.

Orientações para o uso

O método tradicionalmente aceito de pressão de controle sore é transformar o cliente em intervalos regulares e observar as áreas de risco regularmente.

Alternando colchão de pressão destina-se a complementar a este tratamento, observação do cliente e, quando necessário, transformando ainda deve ser considerado como parte do tratamento.

Geral

- Para os pacientes que estão propensos a gastar mais do que 15 horas por dia na cama.
- Para os pacientes que são classificados como de médio a alto risco de úlceras de pressão em desenvolvimento.

Instalação / Utilização

1. Desenrole o colchão.
2. Posicione-se na cama.
3. Fixá-lo para a cama com as tiras de fixação.
4. Pendurar o compressor (bomba) na extremidade da cama (extremidade inferior) usando os ganchos.
5. Ligue os tubos de alimentação colchão para o conector (bomba) compressor, combinando as saídas apropriadas.
6. Conecte o cabo de alimentação de energia eléctrica do compressor (bomba).
7. Guiá-lo ao longo do leito à tomada o plugue colchão e ligue.
8. Pressione o interruptor para ligar o compressor (pump).
9. Antes de posicionar o paciente sobre o colchão, espere até que o colchão foi totalmente inflado.
10. Marque a pressão correspondente à morfologia do paciente.

Medidas de segurança

- **Tome o cuidado** quando operar este equipamento eléctrico.
- **Não** deixe ligado à corrente eléctrica quando não estiver em uso.
- **Não** exponha o equipamento a umidade excessiva.

- **Não** use produtos de limpeza corrosivos, como desengraxantes industriais ou solventes acético.
- **Não** tente mudar este equipamento enquanto estiver ligado à corrente eléctrica.

Limpeza / Desinfecção

Compressor (bomba):

- **Tome o cuidado** de desligar da corrente eléctrica antes de tentar limpar.
- **Tome o cuidado** de usar um pano impregnado com um detergente suave.
- **Tome o cuidado** de seguir as concentrações de soluções do fabricante.
- **Tome o cuidado** para não exceder as recomendações do fabricante.

Antes limpando solução de limpeza.

Use um pano impregnado com uma solução detergente ou uma superfície de detergente / desinfetante com marca CE de acordo com as concentrações de uso recomendadas pelo fabricante seguem os tempos de resistência.

Manutenção

Operações Compressor (bomba) de manutenção devem ser rigorosamente levada a cabo por um técnico treinado e autorizado pelo importador.

Características de colchão

Especificação:

Max. Usuário Peso: 100 ~ 110 Kgs
 Colchão Dimensões: 200 * 90 cm.
 Materiais: PVC 0,3 milímetros.

Compressor (bomba) Características

Especificação:

Tempo de Ciclo: 6 minutos
 Saída de Ar: 6-7 L / min.
 Faixa de Pressão: 70 ~ 130 mmHg
 Fornecimento de energia eléctrica: 110V, 60 HZ
 Proteção Contra Choques eléctricos Classe II
 Garantia: 12 Meses