



Criando uma conta no herokuapp e colocando o Nightscout para funcionar


O Nightscout além de ser um repositório on-line que guarda o histórico de sua glicemia transmitidos pelos aplicativos é uma ótima fonte de relatórios para a equipe multidisciplinar que acompanha sua condição.

O processo de configuração do Nightscout, se dá em duas partes:

1. Criação de uma conta no Herokuapp (Um cartão de crédito é necessário, mas nenhuma cobrança será feita.)
2. Deploy e configuração do Nightscout.

O Herokuapp é uma plataforma de hospedagem de aplicações. A conta gratuita fornece horas de hospedagem que é suficiente para que uma pessoa possa manter um repositório on-line sem a necessidade de pagamentos mensais.

Primeiro passo é acessar o site do HerokuApp (www.herokuapp.com) e clicar em Sign up



Preencha os seguintes campos:

First name = Seu nome

Last name = Seu sobrenome

Email address = Um endereço de e-mail válido

Role = Student


Country = Brazil

Primary development language = Node.js

Clique na caixa I'm not a robot (reCAPTCHA)

E clique no botão **CREATE FREE ACCOUNT**

A próxima tela pedirá que você clique em um link enviado para o email que cadastrou, conforme imagem:



Acesse sua conta de email e clique no link indicado.

Segue um exemplo do e-mail que é enviado pela Heroku



Thanks for signing up with Heroku! You must follow this link to activate your account:

<https://id.heroku.com/account/accept/6247335/0718c149d00f96cfb72d196ea71eeb8e>

Have fun, and don't hesitate to contact us with your feedback.

The Heroku Team


<https://heroku.com>

Heroku is the cloud platform for rapid deployment and scaling of web applications. Get up and running in minutes, then deploy instantly via Git.

To learn more about Heroku and all its features, check out the Dev Center.

<https://devcenter.heroku.com/articles/quickstart>

Depois de clicar no link, é a hora de criar uma senha para acesso ao Herokuapp:




The screenshot shows a dark purple background with the title "Set your password" in white. Below the title is the instruction "Create your password and log in to your Heroku account." The form itself is white and contains two input fields: "Password" and "Password confirmation". The "Password" field has a red asterisk and a placeholder "Password". Below it is the text "Minimum 8 characters: Letters, numbers, and/or symbols". The "Password confirmation" field has a red asterisk and a placeholder "Retype password". Below it is the text "Confirm your password". At the bottom of the form is a blue button with the text "SET PASSWORD AND LOG IN".


A senha deve ter no mínimo 8 letras, contendo letras, números e símbolos.

Depois de colocar a senha, clique em Set Password and LOG IN.

A próxima tela é somente de confirmação, clique em CLICK HERE TO PROCEED.



Agora vá em preferências da conta, de acordo com a imagem, começando clicando no canto superior direito:



Na próxima tela, clique em Billing e em seguida no botão Add credit card

Manage Account

Account Applications **Billing** 1

Billing Information

This account does not have a credit card. **Add credit card** 2

Uma aba do lado direito da tela se abrirá para que você coloque os dados de seu cartão de crédito:

Enter Your Payment Information X

Card Number *
4444 5555 6666 7777

Expiration * CVV *
10/2019 123

First Name * Last Name *
[] []

Billing Address Line 1 *
[]

Billing Address Line 2
[]

City * State/Province *
[] []

Country Postal Code *
United States []

Card Number = Número do seu cartão

Expiration = Mês e ano do vencimento do cartão

CVV = código de segurança do cartão

First/Last Name = Nome e Sobrenome

Billing Address Line 1 = Endereço de onde a fatura do cartão é entregue.

City = Cidade

State/Province=Estado

Country = País

Postal Code = CEP

Depois de preenchido clique em **Save Details**.


Pronto agora vamos para a 2ª. Parte de instalar o Nightscout e configurar.

Abra o site:

<https://github.com/jeffreybf/cgm-remote-monitor>

Role a tela para baixo até achar um botao que tem os dizeres: Deploy to Heroku:

Nightscout Web Monitor (a.k.a. cgm-remote-monitor)



Clique no botão.

Uma nova tela se abrirá, preencha somente os campos descritos abaixo:

App Name = é o nome que quer dar para seu repositório, por exemplo se der o nome joaodasilva, seu repositório será joaodasilva.herokuapp.com

Sempre use minúsculas e não use espaços. A medida que vai digitando o sistema já informa se o nome está disponível ou se outro usuário já usou.

API_SECRET = é a senha que quer utilizar no Nightscout, deve ter pelo menos 12 caracteres

API_SECRET Required

REQUIRED: A secret passphrase that must be at least 12 characters long, required to enable POST and PUT; also required for the Care Portal.

senhavaiaqui

ENABLE = careportal basal

ENABLE

Used to enable optional features, expects a space delimited list, such as: careportal rawbg iob, see <https://github.com/nightscout/cgm-remote-monitor/blob/master/README.md> for more info.


careportal basal

THEME = tema a ser utilizado. Acho o colors mais fácil de visualizar, se quiser pode deixar o padrão também (default).

Agora clique em **Deploy app** e aguarde. A instalação demora alguns minutos.


A purple rectangular button with rounded corners containing the text "Deploy app" in white.

Ao finalizar é possível visualizar a seguinte tela:




Agora clique no botão **View** e você será redirecionado para seu repositório. Agora só é necessário configurar o fuso horário para que o repositório passe a funcionar.

No primeiro acesso aparecerá uma imagem dizendo que o profile nao está configurado, clique em **OK**




Você será redirecionado para o Editor de Profile, role a tela até p final e clique em **Authenticate**



Digite a senha que você definiu para o Nightscout e clique em **Update**.

Agora clique na caixa **Timezone** e escolha o fuso horário **America/Sao_Paulo** ou o fuso horário correto de onde mora



Role a tela até o final depois de escolher o fuso horário e clique no botão **Save**

Pronto – seu Nightscout está configurado.