


INSTRUÇÕES:

- 1 Imprimir em tamanho real ou 100%.
A opção Ajustar deve ficar desmarcada.
Confirme a impressão ao lado:
- 2 Recorte o Manual de Tamanho
na linha pontilhada;
- 3 Posicione o Manual de Tamanho na base
do nariz, conforme demonstra
a figura abaixo;
- 4 Determine o tamanho apropriado pela área
tocada pelo nariz:
S = Pequena | M = Média | L = Grande
- 5 Adquira sua máscara na CPAP FIT:
www.CPAPFIT.com.br

Amara View



DOBRE NA LINHA PONTILHADA

CONFIRMAÇÃO DO TAMANHO



GUIA DE TAMANHO

Recorte na linha pontilhada!

