

emivet

FOTOBÍOMODULAÇÃO VET



LED
470nm

AZUL

LED
630nm

VERMELHO

Imagens ilustrativas - Consulte caderno de protocolos em nosso site: www.MMO.com.br



MMOVET
tecnologia para **saúde veterinária**



LED 630nm VERMELHO

EFEITOS DO LED VERMELHO

- Estimula a produção de adenosina trifosfato (ATP)
- Melhora da vascularização e angiogênese
- Estimula síntese de colágeno e elastina
- Controla processos inflamatórios.



LED 470nm AZUL

EFEITOS DO LED AZUL

- Bactericida e fungicida
- Promove hidratação
- Limpeza dos tecidos
- Previne e trata infecções.

TECNOLOGIA COMPLETA

- 2 LEDs azul 470 nm
- 3 LEDs vermelho 630 nm
- 100 mW de potência por LED
- Maior área de aplicação

INOVADOR E EFICIENTE

O EMIVET é indicado para tratamentos de pele e tecidos moles, permite a irradiação de grandes áreas, proporcionando resultados mais rápidos, indolores e eficazes.

A ponteira acrílica ajuda no processo de aplicação, garantindo a entrega de energia de forma homogênea e eficiente.

Ajuda no controle da contaminação cruzada, uma vez que os emissores não ficam expostos.



O EMIVET proporciona um tratamento com protocolos diferenciados que se aplicam as mais diversas patologias, como: acne felina, alopecia, dermatofitose, feridas, piodermite, queimadura, entre outras.

Este equipamento traz um novo conceito para a veterinária dermatológica, que busca otimização do tempo e qualidade no atendimento prestado aos seus animais de pequeno e grande porte.



Imagens ilustrativas - Consulte caderno de protocolos em nosso site: www.MMO.com.br

SAIBA MAIS:



loja on-line de acessórios

